



KINTEK

Ptfe(Teflon) Labware Katalog

Kontaktieren Sie uns für weitere Kataloge von **PTFE(Teflon) Products**, usw

KINTEK

UNTERNEHMENSPROFIL

>>> Über uns

Kintek ist ein technologieorientierter Innovator, der sich auf die Herstellung von Hochleistungs-PTFE-Produkten spezialisiert hat und ein umfassendes Portfolio an korrosionsbeständigen Verbrauchsmaterialien (z. B. PFA-Laborgeräte, Spezialschläuche und Auskleidungen), Präzisionsdichtungskomponenten (z. B. Dichtungen, O-Ringe und Membranen) sowie integrierte Fluidsystemlösungen (einschließlich Rohrleitungen, Ventile, Fittings und kundenspezifische Komponenten) anbietet. Unsere Produkte sind für kritische Anwendungen wie die chemische Verarbeitung, die Halbleiterherstellung, die pharmazeutische Industrie und fortschrittliche Forschungsumgebungen konzipiert, die höchste Reinheit und chemische Inertheit erfordern. Die robusten und sorgfältig konstruierten Produkte von Kintek zeichnen sich durch außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit, Kontaminationskontrolle und Betriebszuverlässigkeit aus. Sie ermöglichen es der Industrie, korrosive und hochreine Flüssigkeiten mit größtmöglicher Sicherheit und Effizienz zu handhaben, die Prozessintegrität zu gewährleisten und die Lebensdauer der Anlagen zu verlängern.



Ptfe-Tiefverdampferschalen Anpassbare Lösungen Für Labor Und Industrie

Artikelnummer: PL-1001



Einführung

Hochwertige PTFE-Tiefenverdampferschalen für Labore. Chemikalienbeständig, antihafbeschichtet und anpassbar. Ideal für die Handhabung von Proben. Holen Sie sich Ihre jetzt!

[Mehr erfahren](#)

Schale Typ	Boden Außendurchmesser (mm)	Innendurchmesser der Öffnung (mm)	Höhe (mm)	Dicke des Bodens (mm)	Wanddicke (mm)
Tief Typ 20mm	20	15	20	5	2.5
Tief Typ 30mm	30	25	20	5	2.5
Tief Typ 40mm	40	30	20	5	5
Tief Typ 50mm	50	40	20	5	5
Tief Typ 60mm	60	50	20	5	5
Tief Typ 70mm	70	60	20	5	5
Tief Typ 80mm	80	70	20	5	5
Tief Typ 90mm	90	80	20	5	5
Tief Typ 100mm	100	90	20	5	5
Tief Typ 120mm	120	110	20	5	5

Kundenspezifische Ptfe-Flachverdampfer Für Verschiedene Anwendungen

Artikelnummer: PL-1002



Einführung

Flache Verdunstungsschale aus hochreinem PTFE für Labore. Chemikalienbeständig, nicht klebend, ideal für die Probenverdampfung. Kundenspezifische Größen verfügbar. Jetzt bestellen!

[Mehr erfahren](#)

Spezifikation	Außendurchmesser des Bodens (mm)	Innendurchmesser der Mündung (mm)	Gesamthöhe (mm)	Dicke des Bodens (mm)	Wanddicke (mm)
Flacher Typ 20mm	20	15	10	5	2.5
Flacher Typ 30mm	30	25	10	5	2.5
Flacher Typ 40mm	40	30	10	5	5
Flacher Typ 50mm	50	40	10	5	5
Flacher Typ 60mm	60	50	10	5	5
Flacher Typ 70mm	70	60	10	5	5
Flacher Typ 80mm	80	70	10	5	5
Flacher Typ 90mm	90	80	10	5	5
Flacher Typ 100mm	100	90	10	5	5



Kintek

Hauptsitz: No.89 Science Avenue, High-Tech Zone,
Zhengzhou, China

WhatsApp

Image not found or type unknown