

Kundenspezifische Ptf- Und Nitril- Membranpumpenkomponenten Für Anspruchsvolle Anwendungen

Artikelnummer: PL-06



Einführung

Hochleistungs-Ersatzkugeln und -Sitze aus PTFE und Nitril für QBY/QBK-Pumpen. Chemikalienbeständig, langlebig und präzisionsgefertigt für optimale Pumpeneffizienz.

[Mehr erfahren](#)

Material	Artikel	Außendurchmesser (mm)	Durchmesser der Sitzplattform (mm)	Kompatible Pumpenmodelle
Nitril (NBR)	Kugel	42	N/A	QBY/QBK-25/40
	Kugel	62	N/A	QBY/QBK-50/65
	Kugel	70	N/A	QBY/QBK-80/100
	Kugelsitz	72	57	QBY/QBK-25/40
	Kugelsitz	98	84	QBY/QBK-50/65
	Kugelsitz	108	94	QBY/QBK-80/100
PTFE (Teflon)	Kugel	40	N/A	QBY/QBK-25/40
	Kugel	57	N/A	QBY/QBK-50/65
	Kugel	70	N/A	QBY/QBK-80/100
	Kugelsitz	68	57	QBY/QBK-25/40
	Kugelsitz	102	84	QBY/QBK-50/65
	Kugelsitz	110	94	QBY/QBK-80/100