

## Maßgeschneiderte Ptfе-Verdampferschalen Für Verschiedene Anwendungen

Artikelnummer: PL-1004



### Einführung

Hochreine PTFE-Verdampfungsschalen für Labore, beständig gegen Säuren und Lösungsmittel. Nicht klebend, langlebig, ideal für die Probenvorbereitung. Kundenspezifische Größen verfügbar. Jetzt bestellen!

[Mehr erfahren](#)

Fassungsvermögen (mL)	Höhe (mm)	Innendurchmesser (mm)
50	40	80
100	47	91
150	46	105