

Hersteller Von Kundenspezifischen Ptfе-Teilen Für Teflon-Behälter Und -Komponenten

Artikelnummer: PT-1011



Einführung

Hochpräzise PTFE-Behälter für Labor und Industrie. Chemikalienbeständig, anpassbare Größen. Ideal für Halbleiter-, Medizin- und Laboranwendungen. Angebot einholen!

[Mehr erfahren](#)

Rundes Gefäß (Außendurchmesser * Innendurchmesser * Innentiefe)	Quadratische/rechteckige Schale (Innenlänge x Breite * Innentiefe)
70mm*60mm*15mm	60*60mm *15mm
50mm*40mm*15mm	80*80mm*15mm
60mm*50mm*15mm	90*90mm*15mm
80mm*70mm*15mm	100*100mm*15mm
90mm*80mm*15mm	110*110mm*15mm
100mm*90mm*15mm	120*120mm*15mm
110mm*100mm*15mm	
120mm*110mm*15mm	
130mm*120mm*15mm	
160mm*150mm*15mm	200*200*120mm (ca. 5L PTFE-Zylinder)
92*83*19mm	10L PTFE-Zylinder
102*93*20mm	15L PTFE-Zylinder