

Kundenspezifische Ptfе-Flachverdampfer Für Verschiedene Anwendungen

Artikelnummer: PL-1002



Einführung

Flache Verdunstungsschale aus hochreinem PTFE für Labore. Chemikalienbeständig, nicht klebend, ideal für die Probenverdampfung. Kundenspezifische Größen verfügbar. Jetzt bestellen!

[Mehr erfahren](#)

| Spezifikation | Außendurchmesser des Bodens (mm) | Innendurchmesser der Mündung (mm) | Gesamthöhe (mm) | Dicke des Bodens (mm) | Wanddicke (mm) |
|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------|
| Flacher Typ 20mm | 20 | 15 | 10 | 5 | 2.5 |
| Flacher Typ 30mm | 30 | 25 | 10 | 5 | 2.5 |
| Flacher Typ 40mm | 40 | 30 | 10 | 5 | 5 |
| Flacher Typ 50mm | 50 | 40 | 10 | 5 | 5 |
| Flacher Typ 60mm | 60 | 50 | 10 | 5 | 5 |
| Flacher Typ 70mm | 70 | 60 | 10 | 5 | 5 |
| Flacher Typ 80mm | 80 | 70 | 10 | 5 | 5 |
| Flacher Typ 90mm | 90 | 80 | 10 | 5 | 5 |
| Flacher Typ 100mm | 100 | 90 | 10 | 5 | 5 |