

Maßgeschneiderte Quadratische PTFE-Schalen Für Industrie Und Labor

Artikelnummer: PL-1005



Einführung

Hochwertige quadratische PTFE-Schalen für Labor und Industrie. Chemikalienbeständige, antihaftende, hochreine PTFE-Schalen für Halbleiter und medizinische Anwendungen. Kundenspezifische Größen verfügbar.

[Mehr erfahren](#)

Modell	Innen L*B*H (mm)	Außen L*B*H (mm)
40mm	40*40*20mm	30*30*15mm
60mm	60*60*20mm	50*50*15mm
80mm	80*80*20mm	70*70*15mm
100mm	100*100*20mm	90*90*15mm
120mm	120*120*20mm	110*110*15mm