

Kundenspezifische Ptfе-Teflon-Teile Hersteller Leitfähiges Glassubstrat Reinigungsgestell

Artikelnummer: PL-1016



Einführung

Hochreine PTFE-Blumenkörbe für die Laborreinigung, beständig gegen Chemikalien und extreme Temperaturen. Kundenspezifische Ausführungen für Halbleiter- und medizinische Anwendungen erhältlich.

[Mehr erfahren](#)

10×10mm (Schlitz z.B., 1,1mm)	20×20mm (Schlitz z.B., 1,1mm)	25×25mm (Schlitz z.B., 2,2mm)	30×30mm (Schlitz z.B., 2,2mm)
15×15mm (Schlitz z.B., 1,1mm)	25×25mm (Schlitz z.B., 1,1mm)	30×30mm (Schlitz z.B., 1,1mm)	