

Kundenspezifische Ptfе-Teflon-Teile Hersteller Ptfе-Magnetrührstab

Artikelnummer: PL-1012



Einführung

KINTEK PTFE-Magnetrührstäbchen bieten chemische Beständigkeit, Hochtemperaturstabilität und reibungsloses Mischen für Labore. Ideal für verschiedene Anwendungen.

[Mehr erfahren](#)

A(6*10mm)	A(7*15mm)	A(8*20mm)	A(9*25mm)	A(10*30mm)
A(12*35mm)	A(15*40mm)	A(16*50mm)	A(17*60mm)	A(18*70mm)
B(3*6mm)	B(5*10mm)	B(6*15mm)	B(8*20mm)	B(8*25mm)
B(9*28mm)	B(8*30mm)	B(9*35mm)	B(8*40mm)	B(8*45mm)
B(10*50mm)	B(9*56mm)	B(10*60mm)	B(10*70mm)	B(10.5*100mm)
C(3*5mm)	C(3*7mm)	C(3*9mm)	C(5*10mm)	C(6*15mm)
C(6*20mm)	C(9*56mm)	C(7*25mm)	C(7*30mm)	C(8*35mm)
C(8*40mm)	C(8*45mm)	C(8*50mm)	C(10*60mm)	C(10*70mm)
C(10*80mm)	C(10*100mm)	Kreuz(3*10mm)	Kreuz(8*15mm)	Kreuz(9*20mm)
Kreuz(10*25mm)	Kreuz(10*30mm)	Kreuz(10*35mm)	Kreuz(11*40mm)	Kreuz(13*50mm)
Dreieck(10*10*25mm)	Dreieck(13*13*40mm)	Dreieck(15*15*50mm)	Acht Zähne(5.5*42mm)	Acht Zähne(5.2*42mm)
Sphärisch(12*12mm)	Rot(8*25mm)	Gelb(8*25mm)	Blau(8*25mm)	Schwarz(8*25mm)