

Anpassbare Ptfe-Tiegel Für Labor- Und Industrieanwendungen

Artikelnummer: PL-1006



Einführung

Hochreine PTFE-Tiegel mit Deckeln für Labore. Chemikalienbeständig, antihafbeschichtet und langlebig. Ideal für Probenaufschluss, AA, ICP-MS. Kundenspezifische Größen erhältlich.

[Mehr erfahren](#)

Fassungsvermögen	Oberer Außendurchmesser (mm)	Unterer Durchmesser (mm)	Gesamthöhe (mm)
20ml	38	30	55
25ml	39	30	55
30ml	48	30	56
50ml	51	33	67
100ml	61	43	70
250ml	79	50	107