

Ptfe-Probenahmelöffel Für Chemische Lösungsmittel

Artikelnummer: PL-1008



Einführung

Entdecken Sie unsere hochreinen PTFE-Probenlöffel (Polytetrafluorethylen, allgemein bekannt als Teflon), die sorgfältig für die sichere, präzise und kontaminationsfreie Handhabung von Chemikalien, Lösungsmitteln, Pulvern und verschiedenen Proben entwickelt wurden.

[Mehr erfahren](#)

Fassungsvermögen (ml)	Gesamtlänge (mm)
10	200
30	300
50	300
100	350
250	400
500	450
1000	500