

Ptfe-Tiefverdampferschalen Anpassbare Lösungen Für Labor Und Industrie

Artikelnummer: PL-1001



Einführung

Hochwertige PTFE-Tiefenverdampferschalen für Labore. Chemikalienbeständig, antihafbeschichtet und anpassbar. Ideal für die Handhabung von Proben. Holen Sie sich Ihre jetzt!

[Mehr erfahren](#)

Schale Typ	Boden Außendurchmesser (mm)	Innendurchmesser der Öffnung (mm)	Höhe (mm)	Dicke des Bodens (mm)	Wanddicke (mm)
Tief Typ 20mm	20	15	20	5	2.5
Tief Typ 30mm	30	25	20	5	2.5
Tief Typ 40mm	40	30	20	5	5
Tief Typ 50mm	50	40	20	5	5
Tief Typ 60mm	60	50	20	5	5
Tief Typ 70mm	70	60	20	5	5
Tief Typ 80mm	80	70	20	5	5
Tief Typ 90mm	90	80	20	5	5
Tief Typ 100mm	100	90	20	5	5
Tief Typ 120mm	120	110	20	5	5